

## Flaconi in vetro collo a vite



B7999-6

B7999-4

B7999-5

### ● Vetro chiaro

Volume	Dim. Ø x h	Tappo	Codice		Quantità
1,8 ml	12 x 32 mm	8-425	MVV1232	150640	100
2 ml	12 x 36 mm	8-425	MVV1236	150901	100
4 ml	15 x 45 mm	13-425	MVV1545	150745	100
4 ml	17 x 38 mm	15-425	MFV004B	153001	100
6 ml	23 x 40 mm	20-400	MFV006B/L		192
8 ml	17 x 60 mm	15-425	B7999-3		200
8 ml	19 x 40 mm	15-425	MFV008B	153002	100
12 ml	19 x 65 mm	15-425	B7999-12		200
12 ml	23 x 52 mm	20-400	MFV012B/L		192
16 ml	21 x 70 mm	18-400	B7999-4		200
20 ml	28 x 57 mm	24-400	B7920-VO		100
22 ml	23 x 85 mm	20-400	B7999-5		200
30 ml	27 x 75 mm	24-400	MFV030B/100	150907	100
40 ml	28 x 95 mm	24-400	B7999-6		100
60 ml	27 x 140 mm	24-400	MFV060	151912	100

## Flaconi in vetro collo a vite



MVV1545A

MVV1232A

### ● Vetro ambrato

Volume	Dim. Ø x h	Tappo	Codice	Quantità
1,8 ml	12 x 32 mm	8-425	MVV1232A 150641	100
4 ml	15 x 45 mm	13-425	MVV1545A 150746	100
6 ml	23 x 40 mm	20-400	MFV006BA/L	192
8 ml	17 x 60 mm	15-425	B7999-3A	200
12 ml	19 x 65 mm	15-425	B7999-12A	200
12 ml	23 x 52 mm	20-400	MFV012BA/L	192
16 ml	21 x 70 mm	18-400	B7999-4A	200
20 ml	28 x 57 mm	24-400	B7921-VO	100
40 ml	28 x 95 mm	24-400	B7999-6A	100

# Tappi e setti per flaconi in vetro con collo a vite



## ● Tappo non forato a vite

Filettatura	Materiale	Sottotappo	Codice	Quantità	
8-425	polipropilene	foam/Teflon	B7815-8 *	100	
8-425	resina fenolica	sughero/Teflon	MTVC08CT *	150940	100
8-425	resina fenolica	butile/Teflon	MTVC08BT	150930	100
8-425	resina fenolica	gomma	MTVC08G	150920	100
8-425	resina fenolica	senza sottotappo	MTV08	150910	100
13-425	polipropilene	foam/Teflon	B7815-13 *	100	
13-425	resina fenolica	sughero/Teflon	MTVC13CT *	150941	100
13-425	resina fenolica	butile/Teflon	MTVC13BT	150931	100
13-425	resina fenolica	gomma	MTVC13G	150921	100
13-425	resina fenolica	senza sottotappo	MTV13	150911	100
15-425	polipropilene	foam/Teflon	B7815-15 *	100	
15-425	resina fenolica	sughero/Teflon	MTVC15CT *	150942	100
15-425	resina fenolica	butile/Teflon	MTVC15BT	150932	100
15-425	resina fenolica	gomma	MTVC15G	150922	100
15-425	resina fenolica	senza sottotappo	MTV15	150912	100
18-400	polipropilene	foam/Teflon	B7815-18 *	100	
18-425	resina fenolica	sughero/Teflon	MTVC18CT *	150943	100
18-425	resina fenolica	butile/Teflon	MTVC18BT	150933	100
18-425	resina fenolica	gomma	MTVC18G	150923	100
18-425	resina fenolica	senza liner	MTV18	150913	100
20-400	resina fenolica	sughero/Teflon	MTVC20CT *	150944	100
20-400	resina fenolica	butile/Teflon	MTVC20BT	150934	100
20-400	resina fenolica	gomma	MTVC20G	150924	100
20-400	resina fenolica	senza sottotappo	MTV20	150914	100
24-400	resina fenolica	sughero/Teflon	MTVC24CT *	150945	100
24-400	resina fenolica	butile/Teflon	MTVC24BT	150935	100
24-400	resina fenolica	gomma	MTVC24G	150925	100
24-400	resina fenolica	senza sottotappo	MTV24	150915	100

\* non autoclavabile

# Tappi e setti per flaconi in vetro con collo a vite



## ● Tappo forato a vite

Filettatura	Materiale	Codice		Quantità
8-425	resina fenolica	MTVF08	150601	100
13-425	resina fenolica	MTVF13S	150701	100
15-425	resina fenolica	MTVF15	152952	100
18-400	resina fenolica	MTVF18	152953	100
20-400	resina fenolica	MTVF20/100	152954	100
24-400	polipropilene	B7950-1A *		100
24-400	resina fenolica	MTVF24/100	152955	100

\* non autoclavabile

## ● Setto

Tappo	Dim. Ø x h	Materiale	Codice		Quantità
8-425	8 x 1,0 mm	Silicone/Teflon	MS08ST	150604	100
13-425	12 x 1,5 mm	Silicone/Teflon	MS12ST/B	150704	100
15-425	13 x 1,5 mm	Silicone/Teflon	MS13ST	152962	100
18-400	16 x 1,5 mm	Silicone/Teflon	MS16ST	152963	100
20-400	18 x 1,5 mm	Silicone/Teflon	MS18ST	152964	100
24-400	22 x 1,5 mm	Silicone/Teflon	MS22ST1.5	151906	100
24-400	22 x 3,0 mm	Silicone/Teflon	MS22ST3-EPA	151908	100